

# IM Medico Plus



IM Medico Plus är utvecklad för ambulanssjukvård men kan även passa bra inom andra sjukvårdsområden. IM Medico Plus är snarlik IM Medico Hybrid men är mindre i sin storlek. Väskan är sydd i det antibakteriella och PVC-fria materialet MicrAgard. Det gör väskan till ett bra val ur såväl hygienaspekt som miljöperspektiv. Materialets speciella yttskikt är vattentätt och lätt att torka av.

- MicrAgard Plus material (antibakteriellt)
- Extra starkt vattenavvisande material
- PVC-fri
- Löstagbara innerdelar
- Möjlighet till moduler
- Återvinningsbar

**Höjd:** 43 cm

**Bredd:** 35 cm

**Djup:** 23 cm

**Garanti:** 2 år



## Beställningsinformation

### Beskrivning

Produkt

Art.nr.

Färg

IM Medico Plus

10-03081

Grön/Neongul



An ADDvise Group Company

IM-Medico Svenska AB | Industrivägen 7, 171 48 SOLNA | +46 8 715 55 10 | info@im-medico.se | www.im-medico.se