

Produktinformation

VACUETTE® EDTA K2 /EDTA K2 sep.

Allmän information

Tillsats

VACUETTE® EDTA-rör innehåller EDTA (Etylendiamintetraättiksyra) som tillsats till blodprover avsedda för hematologiska parametrar. EDTA fungerar som ett antikoagulantia genom att binda kalcium.

Applikation

VACUETTE® EDTA-rör används för bestämningar i EDTA helblod för hematologi och immunologisk hematologi.

Material

VACUETTE® EDTA Rören är gjorda av PET (polyethyleneterephtalate). Korkarna är tillverkade av PE (polyeten) och färgade med rent pigment i enlighet med EN 71 / 3. Gummimembranet i korken består av Brom Butylgummi. Stabiliseringsringen består av PP (polypropen).

Tillverkare

Greiner Bio-One GmbH, Österrike.

Certifierad enligt SN EN ISO 9001:2008 och SN EN ISO 13485:2003 + AC 2007.

Sterilitet

Steril interiör: SAL 10-6 (SAL = Sterilitet Assurance Level).

Standarder: EN 552, EN 556, ANSI / AAMI / ISO 11137.

Konformitet

ISO 6710 "Engångsbehållare för venöst blod".

H1-A5 "Evakuerade Rör och med tillsatser för Blod Provtagning-5. Edition", Godkänd standard.

CE-märkning

IVDD 98/79/EC "direktiv 98/79/EC av Europaparlamentet och rådet 27 okt 1998 om in vitro-diagnostik för medicinska ändamål.

Förpackning

Rören är förpackade om 50 rör per rack och är försluten med en polyeten folie. Varje kartong innehåller 24 rack om 50 rör=1200 rör.

Hållbarhet

16 månader 4ml och 18 månader 6ml

Artikelnummer

454410 EDTA K2 5/4ml

456243 EDTA K2 7/6ml

456058 EDTA K2 sep. 7/5ml

Greiner Bio-One GmbH | Bad Haller Straße 32 | A-4550 Kremsmünster

Tel: (+43) 75 83 67 91-0 | Fax: (+43) 75 83 63 18 | E-post: office@at.gbo.com